

Kanicem EUGENOLFREI in Tuben

Provisorischer Befestigungszement

Patientenzielgruppe

Alle, für die zur Behandlung Kanicem EUGENOLFREI benötigt wird, außer Personen, die allergisch auf die Inhaltsstoffe, hier vor allem Kolophonium, reagieren.

Vorgesehener Anwender

Zahnarzt.

Zusammensetzung

Wesentliche Bestandteile:

Harzsäure und Metalloxide

Qualitative Angaben:

Paraffin, Oleum Arachidis, Calciumhydroxid, Magnesiumoxid, Hydroxylapatit, Zinkoxid, Ethanol (Spuren), Fettsäure aus Kokosnuss, Kolophonium, Siliciumdioxid.

Quantitative Angaben:

Calciumhydroxid 2 %, Kolophonium 45 %, Fettsäure 25%, Zinkoxid 10 %.

Zweckbestimmung des Produktes

Kanicem EUGENOLFREI ist ein leicht zu handhabender, eugenolfreier Zement, der die Aushärtung von Füllungs- und Befestigungsmaterialien auf Kunststoffbasis nicht hemmt.

Bei Allergien gegen Eugenol ist Kanicem EUGENOLFREI indiziert. Kanicem EUGENOLFREI enthält Calciumhydroxid und Hydroxylapatit zum Schutz der Zähne und zur Zahnerhaltung.

Indikationen

Kanicem EUGENOLFREI ist ein temporärer Haftzement für Kronen und Brücken.

Kontraindikationen

Das Material enthält Kolophonium.

Bei Patienten mit einer Allergie gegen Kolophonium, Erdnuss-Öl oder andere in dem Produkt enthaltene Stoffe, nicht anwenden.

Leistungsmerkmale des Produktes

Das Produkt härtet nach dem Anmischen aus.

Vorbereitung

Das Produkt vor der Anwendung für 2 Stunden auf Raumtemperatur temperieren.

Anwendung

Art der Anwendung:

Die Verarbeitung von Kanicem EUGENOLFREI erfolgt bei Raumtemperatur. Längere Verarbeitungszeiten ergeben

sich bei tiefen Temperaturen (gekühlte Glasplatte). Das Mischungsverhältnis der Basis- (braun) und Katalysatorpaste (weiß) ist 2 zu 1 bezüglich des Volumens (= 1 zu 1 Gewichtsverhältnis). Deshalb soll der ausgedrückte Strang der Basispaste doppelt so lang wie der Strang der Katalysatorpaste sein. Beide Pasten auf einen Anmischblock von nicht absorbierendem Material oder eine Glasplatte auftragen. Die Paste während ungefähr 30 Sekunden mischen, bis eine homogene Masse entsteht. Eine dünne Schicht auf die Innenseite der temporären Krone oder Brücke oder nasse Stumpfpräparation auftragen. Nie auf trockenen Stümpfen anwenden, diese immer erst anfeuchten.

Kanicem EUGENOLFREI lässt sich während 1 bis 2 Minuten verarbeiten und härtet in 3 bis 6 Minuten im Mund aus. Ca. 3 bis 5 Minuten nach der Aushärtung überschüssiges Material entfernen.

Zusätzliche Hinweise:

Weicheres Material und verlängerte Verarbeitungszeiten erzielt man durch Zugabe von etwas mehr Kanicem EUGENOLFREI-Basispaste (braun) oder einer kleinen Menge Vaseline. Zusätzlich erleichtert Feuchtigkeit (feuchte Stümpfe) später die Entfernbarkeit. Härteres und schneller abbindendes Material erzielt man durch Zugabe von etwas mehr Kanicem EUGENOLFREI-Katalysatorpaste (weiß) oder durch Zumischen von Zinkoxid. Ein solch härteres Material ist besser für mehr- und großflächige Kavitäten sowie provisorische Langzeitverschlüsse (maximal 1 Monat) geeignet. Reste von Kanicem EUGENOLFREI lassen sich leicht aus Kronen entfernen, indem man sie mit einem Kältespray behandelt. Verarbeitungshinweise:

Die in der zum Produkt gehörenden Gebrauchsanweisung beschriebenen Verarbeitungshinweise sowie Vorsichtsmaßnahmen sind in jedem Fall zu beachten. Sollte es trotz Einhaltung dieser Hinweise zu einer unerwünschten Reaktion beim Patienten kommen oder sonstige unerwünschte Vorkommnisse eintreten, bitten wir in jedem Fall um Mitteilung unter möglichst genauer Beschreibung der Begleitumstände.

Warnhinweise / Restrisiken

Das Produkt enthält Kolophonium.

Personen, die eine Allergie gegen Kolophonium haben, sollten nicht mit dem Produkt in Kontakt kommen.

Der Kontakt von angemischtem Zement mit Haut oder Schleimhaut ist zu vermeiden. Falls es doch zu einem Kontakt kommt, ist das Material mit alkoholgetränkten Wattebäuschchen zu entfernen und mit viel Wasser nachzuspülen. Bei Augenkontakt ist mit viel Wasser bei geöffnetem Lidspalt zu spülen und ein Augenarzt zu konsultieren.

Risiken / Nebenwirkungen

Risiken einer Überdosierung sind nicht bekannt. Unerwünschte Nebenwirkungen sind nicht bekannt.



Wechselwirkungen

Eine Wechselwirkung des Produktes mit anderen Medizinprodukten, Arzneimitteln oder sonstigen Stoffen ist nicht bekannt.


Lagerung

Das Produkt sollte zwischen 0°C - 22°C gelagert werden. Tuben nach Gebrauch gut verschließen. Verschlüsse nicht vertauschen.

Mindesthaltbarkeit

Kanicem EUGENOLFREI nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Varianten

	Art.-Nr.	Artikel
	2937	Kanicem EUGENOLFREI in Tuben 25 g Basis- und Katalysatorpaste

Entsorgung

Nicht ausgehärtetes Material sollte dem Sondermüll zugeführt werden.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

H315 verursacht Hautreizungen


H318 verursacht schwere Augenschäden.



H410 sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Made in Germany



 Dent a pharm Produktionsgesellschaft mbH; Schusterring 35; 25355 Barmstedt/Germany